

Preop

making your working environment safer

PREOP - dispozitiv medical sub formă de tablete efervescente solubile în apă folosite pentru prepararea apei de clătire a gurii

MECANISM DE ACȚIUNE

Clătirea gurii cu o soluție PREOP reduce cantitatea de microorganisme din gură, împiedicând astfel pătrunderea lor în organism. Utilizarea regulată a produsului reduce riscul transmiterii microbiene către persoanele din imediata apropiere. Acest lucru este deosebit de important în prevenirea răspândirii bolilor purtate de picături. PREOP susține menținerea microflorei bucale benefice, protejând împotriva dezvoltării microorganismelor patogene. PREOP este un preparat sigur și poate fi utilizat în conformitate cu nevoile individuale. Nu conține alcool, astfel încât poate fi utilizat de mai multe ori pe zi, fără riscul de uscare a mucoasei bucale.

INDICAȚII DE UTILIZARE

- menținerea igienei orale adecvate
- susținerea tratamentului gingivitei, a bolii parodontale, a aftei recurente și a tusei
- sprijinirea tratamentului infecțiilor sezoniere și a altor afecțiuni inflamatorii ale gurii și gâtului

COMPOZIȚIE

Diacetat de clorhexidină, acid citric, acid tartaric, bicarbonat de sodiu, aromă de mentă.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Scoateți blisterul de pe folia de protecție. Puneți 1 comprimat în 100 ml apă rece (aproximativ jumătate de pahar). Așteptați dizolvarea completă a comprimatului (30-40 s). Clătiți gura de mai multe ori cu soluția pregătită. Nu înghiti.

Dizolvarea a 1 comprimat de PREOP în 100 ml de apă permite obținerea unei soluții de clorhexidină la o concentrație de 0,02 în greutate. Precipitatul care se formează după

dizolvarea tabletei este o caracteristică naturală a tuturor preparatelor efervescente. Folosiți imediat după prepararea soluției. Soluția nu este destinată depozitării pe termen lung.

CONTRAINDICAȚII

Nu utilizați PREOP la persoanele cu alergie cunoscută la niciunul dintre componentele produsului.

REAȚII ADVERSE

Nu se cunosc. Cu toate acestea, reacția alergică nu poate fi exclusă la persoanele deosebit de sensibile. În caz de reacție alergică, opriți utilizarea produsului.

În cazul inflamațiilor acute ale mucoasei sau rănilor deschise în interiorul gurii pacientului, utilizarea soluției PREOP poate provoca durere.

Tabletele PREOP sunt foarte higroscopice. Deschideți blisterul cu atenție pentru a evita expunerea comprimatelor adiacente. Dacă blisterul nu este sigilat, utilizați comprimate expuse cât mai curând posibil.

În timpul depozitării îndelungate, comprimatele se pot închide la culoare, ceea ce nu are efect asupra eficacității preparatului.

PREOP poate fi utilizat la pacienții cu ulcer, diabet și la gravide. Produsul nu afectează capacitatea de a conduce sau de a folosi echipamente mecanice.

Evitați contactul cu ochii. În cazul unui astfel de contact, clătiți cu multă apă și consultați un medic.

Nu folosiți după data de expirare.

Nu folosiți la copii sub 6 ani.

DEPOZITARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Tabletele PREOP sunt foarte hidrofile și trebuie utilizate imediat.

GARANȚIE

ARKONA va înlocui produsele care s-au dovedit a fi defecte sau vor rambursa prețul achiziției. ARKONA nu răspunde pentru nicio pierdere sau daună cauzată de utilizarea necorespunzătoare sau utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Instrucțiuni de utilizare emise la 24.02.2020