



Leicht zum Öffnen



Bereit zum Gebrauch



Leicht zum Nachfüllen



Sichere Entsorgung

Beseitigt vollständig das Risiko des Auftretens von Kreuzansteckungen



Notizen

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

D L S DENTAL LIFE SCIENCES

DENTAL LIFE SCIENCES (mfg) Ltd.
Unit A3, Wigan Enterprise Court,
Wigan Enterprise Park, WN2 2LE
Manufactured in the United Kingdom


www.dentallifesciences.com

NEU

EINZIGARTIG



CROSS INFECTION CONTROL
COMPOSITE




FÜR EINEN PATIENTEN GEEIGNETE DOSIS

NÜTZLICHKEIT ZU EINEM GÜNSTIGEN PREIS


CROSS INFECTION CONTROL COMPOSITE

Inhalt der Füllstoffe	78 wt%
Biegefestigkeit [MPa]	135 ± 10 MPa
Wasserresorption	16 ± 2 µg/mm ³
Wasserlöslichkeit	0.7 ± 0.1 µg/mm ³



Depth of cure

Lamp	Shade	20 s	30 s
Halogen/LED (500-800 mW/cm ²)	A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2	2.0	2.5
	A3.5, OA2, OA3, D3	1.8	2.2
	Incisal	3.0	3.5
LED (800-1200 mW/cm ²)	A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2	2.5	3.0
	A3.5, OA2, OA3, D3	2.2	2.5
	Incisal	>3.5	>3.5



Eine gleichmäßige Verteilung von Füllstoffteilchen (SEM image x 5000)

**QUALITÄT UND WIRKSAMKEIT
- OHNE KOMPROMISSE**

Anhand DLS-Laboruntersuchungen.

An individuelle Bedürfnisse angepasst – konzipiert mit dem Gedanken an Ihnen

Arbeiten Sie einzeln oder mit einem Künstler?

Mit einem Künstler

Einzeln



15 Blisterverpackungen

20 Blisterverpackungen

Wenn Sie mit einem Künstler arbeiten, ist unsere Verpackung bedienerfreundlich und weist lesbar das Verbrauchsniveau von Blisterverpackungen.



Ein senkrechtes Sichtfenster gibt Ihnen die Möglichkeit, die Anzahl der Blisterverpackungen zu kontrollieren.

10 Blisterverpackungen

Spender – Ihre dritte Hand



Jede Blisterverpackung besitzt eine deutliche Kennzeichnung hinsichtlich des Kompositfarbtons.

Farbtöne: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2, D3, OA2, OA3, Incisal